

# ESCO®

WORLD CLASS. WORLDWIDE.

## BIOTECHNOLOGY EQUIPMENT DIVISION

### Viva® 双面开放式 动物换笼工作台

- ★ 符合NSF49和EN12469所规定的生物安全柜的性能要求
- ★ 两块ULPA超高效过滤器，针对0.12um颗粒系可以达到99.9999%截流效率
- ★ 为工作区域提供相当于ISO 3级的洁净度
- ★ 功能完善的Sentinel™微电脑控制系统，拥有灵敏的风速实时显示和声光警报功能
- ★ 人体工程学倾角设计和14英尺前窗工作高度提高操作舒适度
- ★ 高品质外转子双风机系统，低噪音，免维护，并拥有自动风量风压平衡补偿功能
- ★ 为动物试验室工作操作要求量身打造的双面开放式设计可方便多人同时使用
- ★ 低噪音和低震动设计为工作人员提供更舒适的工作环境
- ★ 304#不锈钢台面和内腔更持久耐用并更易清洁
- ★ Isocide™抗菌涂层可抑制细菌在柜体表面滋生



ISOCIDE™ Antimicrobial Coating ULPA FILTER

ESCO是一家国际性的空气洁净设备和实验室设备的生产商，为各个行业提供广泛的空气净化和实验室解决方案。自1978年成立以来，凭着多年的生产经验与对优良品质的追求，ESCO为世界各地实验室提供了高质量的生物安全柜、超净工作台以及其他高效空气净化设备，在超过95个国家有良好的销售成绩。ESCO的产品拥有目前全球最为全面的认证资质，每一件产品出厂前都会经过全面的产品性能和电子安全检测。



新加坡艺思高科技有限公司

北京代表处

地址：北京市海淀区苏州街12号，  
西屋国际A座1903

电话：010- 8287 2040

传真：010- 8287 2001

电邮：biotech@escochina.com

中文网站：www.escochina.com

Headquarters: Esco Micro Pte Ltd • 21 Changi South Street 1 • Singapore 486 777 • Tel: +65 6542 0833 • Fax: +65 6542 6920 • Email: biotech@escoglobal.com • biotech.escoglobal.com

Philadelphia, USA • Leiden, Netherlands • Santiago, Chile • Beijing, China • Shanghai, China • Kuala Lumpur, Malaysia • Mumbai, India • Dubai, U.A.E. • Yokohama, Japan